

| | | | |
|-------------------|---------|---|-----------------|
| 商品名 | | 3層構造不織布マスク (BFE99%) | |
| 入数 (※内箱のカラー内訳) | | 50枚×40箱 = 2,000個/外箱 | |
| 品番 (※原産国) | | OCS-DM-008W | MADE IN CHINA |
| JAN COAD | 個装 | 4562279635926 | |
| | ディスプレイ箱 | | |
| | 内箱/外箱 | 無し | 無し |
| OTHER COAD | JP COAD | | |
| 本体 | 材質 | 本体:不織布(ポリプロピレン)、ワイヤー(ノーズフィット):ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン/ポリエステル | |
| | サイズ/重量 | (約) W175×H95mm 耳ひも除く | (約) 3g ±10% |
| 個包装 | 入数 | 50枚 | |
| | 材質 | 紙 | |
| | サイズ | (約) W195×D100×H80mm | (約) 195g ±10% |
| 座布団 | 色 | 無し | |
| | 材質 | | |
| | サイズ | | |
| ディスプレイ BOX | 入数 | | |
| | 材質 | | |
| | サイズ/重量 | | |
| 内箱 | 入数 | | |
| | 材質 | | |
| | サイズ/重量 | | |
| 外箱 | 入数 | 2,000個 (50枚×40箱) | |
| | 材質 | 段ボール | |
| | サイズ/重量 | (約) W525×D420×H360mm ±5mm | (約) 8,900g ±10% |

| | |
|-------------------------------|---|
| セールスポイント | 丸ひも採用で耳が痛くなりにくい！ |
| | ワイヤー付きでずれにくい！鼻にピッタリフィット！ |
| | 3段フリース加工があごまでしっかりカバー！ |
| | マルチフローフィルタ内蔵でBFE99%以上 |
| | 4か国語啓発デザインパッケージ |
| | |
| △ご注意 △警告 ご使用上の注意 | 用途以外のご使用はしないでください。 |
| | 本品は「有毒ガス」・「有害粉塵」などの発生する場所でのご利用はできません。 |
| | 幼児の手の届かない場所に保管してください。 |
| | 暖房器具や火気の近くで保管・ご使用はしないでください。 |
| | 本品の使用時に眼鏡が曇ることがありますので、運転時などは十分にご注意してください。 |
| | 本品において気分が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止してください。 |
| | 肌に異常がある場合や「かゆみ」・「かぶれ」・「発疹」の症状が現れた場合は、直ちにご使用を中止してください。 |
| | 本品は「使い捨てのマスク」ですので、洗濯などによる再利用はできません。 |
| | |
| 各種検査 その他、特記事項 ご使用方法 | ①ワイヤー（ノーズフィット）の位置を上向きにして、耳ひもをかけてください。 |
| | ②ワイヤー（ノーズフィット）を鼻に合わせて、隙間がなくなる様にしてください。 |
| | ③フリースを上下に広げて、鼻からアゴまでを覆ってください。 |
| | ④マスクと顔の間の隙間が無くなる様に、全体的に調整してください。 |