

製品仕様書（衛生用品）

商品名	3層構造不織布マスク (BFE99%) (3枚入) 4ヶ国語啓発デザイン
入数	3枚入×34パック入×8箱=816枚/外箱
品番	OCS-DM3-009W (3P)
原産国	MADE IN CHINA

JAN CODE	個包装	4562279635933
	内箱/外箱	
	ディスプレイ箱	
OTHER CODE		

本体	材質	本体：不織布（ポリプロピレン）、ワイヤー（ノーズフィット）：ポリプロピレン、 耳ひも：ポリウレタン/ポリエステル
	サイズ/重量	(約) W175×H95mm 耳紐除く/ (約) 3g±10%
個包装	入数	3枚
	材質	紙
	サイズ/重量	(約) W128×D9×H255mm ±5mm / (約) 15g±10%
ディスプレイ箱	入数	3枚入×34パック入
	材質	紙
	サイズ/重量	(約) W540×D540×H265mm ±5mm / (約) 670g±10%
内箱	入数	
	材質	
	サイズ/重量	
外箱	入数	272パック (34パック入×8箱)
	材質	段ボール
	サイズ/重量	(約) W680×D425×H420mm ±5mm / (約) 6.6kg±10%

セールスポイント	丸ひも採用で耳が痛くなりにくい!ワイヤー付きでずれにくい!鼻にピッタリフィット! 3段プリーツ加工があごまでしっかりカバー!メルトブローフィルタ内蔵でBFE99%以上! 4ヶ国語啓発デザインパッケージ!
使用上の注意 警告表示	●用途以外のご使用はしないでください。 ●幼児の手の届かない場所に保管してください。 ●本品は「有毒ガス」・「有害粉塵」などの発生する場所でのご利用はできません。 ●暖房器具や火気の近くで保管・ご使用はしないでください。 ●本品の使用時に眼鏡が曇ることがありますので、運転時などは十分にご注意してください。 ●本品のにおいで気分が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止してください。 ●本品は「使い捨てのマスク」ですので、洗濯などによる再利用はできません。
各種検査	別紙資料参照ください。 ・フィルター (PFE、VFE、BFE：国内カケンテストセンター検査済)
備考欄 (その他特記事項など)	●①ワイヤー（ノーズフィット）の位置を上向きにして、耳ひもをかけてください。 ●②ワイヤー（ノーズフィット）を鼻に合わせて、隙間がなくなる様にしてください。 ●③プリーツを上下に広げて、鼻からアゴまでを覆ってください。 ●④マスクと顔の間の隙間が無くなる様に、全体的に調整してください。

企画制作	株式会社オフィススギモト	https://office-ss.com/
------	--------------	---